

## AUSSTATTUNG UND VORTEILE

### VERLÄNGERTE HALTBARKEIT

Die verlängerte Haltbarkeit von 36 Monaten ab Herstellungsdatum sorgt für ein langlebiges Produkt.

### ANWENDUNG

Insbesondere ist dieser Zusatzstoff zur Verwendung mit allen tragbaren Haws-Augenduschen, Überkopf-Tankduschen und luftgefüllten temperierten Duschsystemen vorgesehen, bei denen die Unversehrtheit des Wassers erhalten werden muss.



## BESCHREIBUNG

Bakteriostatisches Konservierungsmittel zur Verwendung in tragbaren Augenspülstationen. Eine 236-ml-Flasche hält bis zu 75 l Trinkwasser bis zu vier Monate lang haltbar. Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre. Diese Lösung entspricht den FDA-Vorschriften.

Lagerung bei 3-40°C, Verwendung bei 15-30°C.